

Ohje ammattilaisille

Varsinais-Suomen hyvinvointialue
Turun yliopistollinen keskussairaala

Kliinisen fysiologian tutkimusten tilaaminen

Tutkimuspaikka

Kliinisen fysiologian (KLF) yksikkö toimii kahdessa toimipisteessä Tyksin T-sairaalassa. Pääosa tutkimuksista tehdään E-osan 1. kerroksessa (TE1), keuhkofunktio tutkimukset A-osan 2. kerroksessa (TA2).

Käyntiosoite: Tyks T-sairaala, Hämeentie 11

Postiosoite: PL 52, 20521 Turku

Puhelin (toimisto ja ajanvaraus): **02 313 1935**

- ma-to klo 7:30-11:15 ja klo 12:00-15:00
- pe klo 7:30-11:15 ja klo 12:00-13:30

Aukioloajat

- ma-to 7:30-15:30
- pe 7:30-13:45

Tutkimusten tilaus

Ajanvaraus tehdään Oberoniin tai soittamalla toimistoon.

Lähetä tehdään Radu RIS:iin. Tutkimusten tyyppiä valitaan KLF ja tutkimusyksiköksi KLIP. UKG-tutkimuksissa tutkimusten tyyppiä valitaan RAD.

Ilmoitus ajoista potilaalle

Tutkimusaika ilmoitetaan potilaalle kutsukirjeellä, jonka mukaan laitetaan karttaliite ja tutkimusohjeet (Y-levy: [VSSH/ Kirjeliitteet ja hoito-ohjeet/ T11 KUVANTAMINEN/ KLIP/ KLF](#))

Lausumiskäytännöt

Lausunnot kirjoitetaan Radu RIS:iin.

Kiireelliset tutkimukset lausutaan pääsääntöisesti vuorokauden sisällä. Vuodeosastoilta tuleville UKG-potilaille annetaan myös alustava käsin kirjoitettu lausunto pikavastauslomakkeella.

Ajanvarauspotilaiden tutkimukset lausutaan viiden arkipäivän sisällä, viimeistään ennen seuraavaa poliklinikkakäyntiä.

Mikäli tutkimuksessa todettu potilaan lääketieteellinen löydös vaatii välittömiä hoitotoimenpiteitä, asiasta ilmoitetaan potilasta hoitavalle lääkärille tai yksikölle puhelimitse.

Tutkimuskoodit ja Oberon-varaustyyppit

Tutkimukseen tulevalla potilaalla tulee olla lähete lähettävältä lääkäriltä ja tutkimusaika sovittuna. Tutkimuskohtaiset ammattilaisohjeet löytyvät Y-levyltä: [VSSHP/ Hoito-ohjeet ammattilaisille/ T11 Kuvantaminen / Klip/ KLF](#) ja [Hoito-ohjeet.fi](#) -sivustolta.

Toimipiste: KLIP

Ruokatorven tutkimukset, KL2T

- 2028* Manometria, kesto 60min, varaustyyppi KFRUTO
- 3600* Ruokatorven pH-mittaus, kesto 30min, varaustyyppi KFPH24
- 6046* Ruokatorven pH-impedanssi-mittaus, kesto 30min, varaustyyppi KFPH24

Mikäli potilaalle tehdään manometria ja pH-mittaus/pH-impedanssimittaus, varataan KLFRUTO-aika.

Autonomisen hermoston tutkimukset, KL2T

- 4968 Pystyasennon sietokoe (TILT), kesto 90min, varaustyyppi KFAUTH
- 3601 Autonomisen hermoston mittaus, kesto 90min, varaustyyppi KFAUTH

Pitkäaikaisrekisteröinnit, KL3T

- 3914* Verenpaineen pitkäaikaisrekisteröinti, kesto 60min, varaustyyppi KFR24P
- 1279* 24h Holter-rekisteröinti, kesto 30min, varaustyyppi KFE24P
- 6017* 48h Holter-rekisteröinti, kesto 30min, varaustyyppi KFE24P
- 6019* 72h Holter-rekisteröinti, kesto 30min, varaustyyppi KFE24P

Rasitustutkimukset, KL4T

2068* Ergometria, kliininen rasituskoe, kesto 60min, varaustyyppi KFERGO

2065 Ergospirometria, kesto 75min, varaustyyppi KFERSP

Rasitus-UKG, KL41T

FM1LE* Rasitus-UKG, kesto 60min, varaustyyppi KFRUKG

Keuhkofunktiotutkimukset, KL5T ja KL10T

2680* Spirometria, kesto 45min, varaustyyppi KFSD45

6006* Spirometria ilman lausuntoa, kesto 45min, varaustyyppi KFSD45

2682* Spirometria ja bronkodilataatio, kesto 45min, varaustyyppi KFSD45

6007* Spiro ja bronkodil. ilman lausuntoa, kesto 45min, varaustyyppi KFSD45

1246* Diffuusiokapasiteetti, kesto 30min, varaustyyppi KFSD30

22083* Diffuusiokapasiteetti ilman lausuntoa, kesto 30min, varaustyyppi KFSD30

Mikäli potilaalle tehdään spirometria ja diffuusiokapasiteetti, varataan KFSD45-aika tai kaksi peräkkäistä KFSD30-aikaa. Nämä tutkimukset tehdään allergiayksikössä (TA2).

Alaraajapainemittaukset, KL6T JA KL8T

ABI-mittaukseen sisältyy varvaspaineiden mittaus.

6092* ABI-mittaus ilman lausuntoa, kesto 45min, varaustyyppi KFABI

2912* ABI-mittaus, kesto 45min, varaustyyppi KFABI

2429 ABI-mittaus + transkutaaninen happiosapainemääritys, sisältää lausunnon

2430 ABI-mittaus + transkutaaninen happiosapainemääritys ilman lausuntoa

Sormipaineet varataan KFABI-aikaan samalla tutkimusnumerolla. Pyyntöön maininta sormipaineista.

Sydämen UÄ, KL7T

FM1EE* Sydämen UÄ, polikliiniset potilaat, kesto 60min, varaustyyppi KFUPKL

FM1EE* Sydämen UÄ, onkologian potilaat, kesto 60min, varaustyyppi KFU820

Sydämen ESO UÄ, KL71T

FM1EE* Sydämen UÄ, kesto 60min, varaustyyppi KFUVOS

FM1BE* Sydämen UÄ ruokatorven kautta, kesto 60min, varaustyyppi KFUESO

FM1KE Sydämen UÄ varjoainetta käyttäen, kesto 60min, varaustyyppi KFUVOS

Muut tutkimukset

Alla olevat tutkimukset varataan soittamalla KLF-toimistoon. Lähetteen tulee olla Radu RIS:issä ennen ajanvarausta.

3145 Anomanometria, kesto 60 min

1191 Bodybox, kesto 90 min

1195 Bodybox ja bronkodilataatio, kesto 90 min

6065 EVH (eukapninen voluntaarinen hyperventilaatio), kesto 60min

3602 Hyperventilaatio, kesto 60 min

6050 Nyrkistyskoe yläraajaan, kesto 150 min

2069 Juoksumattorasitus, kesto 60 min

4263 Lihasaitiopaineenmittaus, kesto 90 min

6058 Rasitus-ABI, kesto 90 min

* Tutkimus on akkreditoitu. Tyks / Kliinisen fysiologian, isotooppi- ja PET-tutkimusten palvelualue on FINASin akkreditoima testauslaboratorio T150, akkreditointivaatimuksena SFS-EN-ISO/IEC 17025 standardi.

Ohje tarkistettu 20.4.2026